

QR-Code statt Patienten-CD

## Einfacher Austausch von DICOM-Daten mit Patienten und Gesundheitseinrichtungen

*Stellen Sie sich vor: In Ihrer Praxis geht es wieder zu wie in einem Bienenstock. Das Wartezimmer ist voll, alle Angestellten rotieren und die Patienten drängeln, weil sie noch auf die Patienten-CD warten müssen. Das muss so nicht sein.*

### Schluss mit lästigem CD-Brennen

Denn mit der Software-Lösung hinter dem Portal Meine-Medizindaten erzeugen Sie schon bei der Patientenaufnahme einen QR-Code, über den der jeweilige Patient seine Bilder einfach per Computer oder Smartphone von zu Hause abrufen kann.

Ob Sie diese hochladen, während der Patient im Arztgespräch ist oder erst später, bleibt Ihnen überlassen. Die mühsame CD-Erstellung fällt damit weg und Sie können den Patienten-Durchlauf optimieren.

### Einfacher Datenaufwurf für Patienten & Zuweiser

Über den QR-Code greifen Ihre Patienten sowie Angestellte zuweisender Gesundheitseinrichtungen bequem auf die in der Cloud hinterlegten DICOM-Daten zu.

Der hinter dem QR-Code liegende patientenindividuelle Weblink führt direkt zur Eingabemaske auf die Website von Meine-Medizindaten ([www.mmd-portal.de](http://www.mmd-portal.de)). Dort geben Patienten und Zuweiser einen zweiten Faktor zur Authentifizierung ein und schon werden die medizinischen Aufnahmen in einem neuen Browserfenster angezeigt.

Selbstverständlich können die Daten dort auch per Mausklick heruntergeladen werden - wahlweise als komprimierte JPEG-Dateien oder im standardisierten DLX-Format.



## Schneller Daten-Import aus QR-Codes per Mausklick in jedes PACS, RIS oder KIS

Dank der Software als Service (SaaS) hinter Meine-Medizindaten, übermitteln Sie DICOM-Daten nicht nur schnell und zuverlässig, sondern können auch normierte Daten-Downloads aus QR-Codes anderer Hersteller einfach in Ihre Praxissysteme importieren. Dank der Importer-Funktion speichern Sie Daten im DLX-Format per Mausclick. Das spart Ihnen wertvolle Zeit und sorgt für harmonisierten Patientendaten.

### So funktioniert die Importer-Software für QR-Codes & mehr



QR-Code in fünf schnellen Schritten importieren - so geht's:

1. DLX-fähigen QR-Code einlesen
2. Passwort des Patienten eingeben (2-Faktor-Authentifizierung)
3. DLX-Download-Button anklicken
4. Lokale Patienten-ID in die Maske der Importer-Software eintragen (alternativ automatisierte Übergabe aus RIS/KIS)
5. Datenimport in das PACS per Klick auf Import-Button

### Ihre Vorteile von Meine-Medizindaten

- > **Renommierter Betreiber:** Telepaxx Medical Data verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bilddatenmanagement
- > **Minimaler IT-Aufwand:** Schnelle Integration mit bestehenden Systemen wie PACS, RIS/KIS
- > **Optimierte Bildübermittlung** QR-Code wird bei Patientenaufnahme erzeugt und kann zeitversetzt befüllt werden
- > **Modernes Web-Portal:** Einfacher Bildzugriff für Patienten und Zuweiser über jedes internetfähige Endgerät
- > **Medizinischer Viewer:** Optionale Bereitstellung eines zertifizierter Viewer für Zuweiser im Web-Portal
- > **Einfacher und einheitlicher Import** von Daten aus DLX-fähigen QR-Codes unabhängig vom Portalanbieter
- > **Kalkulierbare Kosten** in Form einer monatlichen Software-nutzungsgebühr (Software-as-a-Service)



**Sprechen Sie mich an:**

Andreas Dobler

adobler@telepaxx.de

+49 (0)9171 89 81 80